

Offre UNIHA n°M_3032

Tests rapides, consommables et prestations associées

UniHA

LOT 11 TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIC (TROD) DE L'HÉPATITE C

Référence	Désignation	Unité de commande
TRVHC	Test rapide destiné à la détection qualitative des anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite C dans le sang total, le sérum ou le plasma	40



LOT 12 TEST RAPIDE D'ORIENTATION DIAGNOSTIC (TROD) DE L'INFECTION PAR LES VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE

Référence	Désignation	Unité de commande
TRHIV	Test rapide pour la détermination qualitative du virus de l'immunodéficience humaine : anticorps anti-VIH de type 1 et 2 qualitativement dans le sang total, le sérum ou le plasma	25



LOT 16 TEST RAPIDE SÉROLOGIQUE POUR LA DÉTECTION SEMI-QUANTITATIVE DE LA PROTÉINE C RÉACTIVE (CRP) DANS LE SANG HUMAINE

Référence	Désignation	Unité de commande
TRCRP	Test rapide pour la détermination semi-quantitative de la CRP dans le sang total, le sérum ou le plasma	10



DOCTRODUNIHA- 09/2025 - Photos non contractuelles

LABELIANS
Groupe CML-ID

LOT 17 TEST RAPIDE POUR LA DÉTECTION QUALITATIVE DE L'ANTIGÈNE NS1 DU VIRUS DE LA DENGUE ET DES ANTICORPS IGM/IGG DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE LA DENGUE DANS LE SÉRUM ET LE SANG CAPILLAIRE

Référence	Désignation	Unité de commande
TRDENGUE	Test rapide qualitatif pour la détection de l'antigène NS1 de la Dengue dans le sang total, le sérum ou le plasma	25



LOT 18 TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE TOXICOLOGIE

Mono-paramètre

Type d'échantillons	Référence	Désignation	Unité de commande
Salive	TRCANNABIS	Test rapide de dépistage qualitatif de la Marijuana dans la salive	25
Urine	TRTHCMU	Test rapide pour la détection qualitative du THC dans l'urine multiseuil : 25/50/150ngml	25
	TRTHCU	Test rapide pour la détection de THC (seuil 50ng/ml)	40
	TRMOR300	Test rapide pour détection de morphine (seuil 300ng/ml)	40
	TRAMP1000	Test rapide pour détection d'amphétamine (seuil de 1000ng/ml)	25
	TRMDMA500	Test rapide pour détection de MDMA (seuil de 500ng/ml)	25



TRCANNABIS



TRTHCMU



TRMDMA500

Multi-paramètres

Type d'échantillons	Référence	Liste des paramètres et seuil de détection		Unité de commande
Salive	TRDROG5PS	THC 15ng/ml	AMP 50ng/ml	25
		OPI 40ng/ml	MET/MDMA 50ng/ml	
		COC 20ng/ml		
	TRDROG6PS	THC 15ng/ml	AMP 50ng/ml	25
		OPI 40ng/ml	BZO 30ng/ml	
		COC 20ng/ml	MET/MDMA 50ng/ml	
Urine	TRDROG6PU	THC 50ng/ml	AMP 300ng/ml	25
		BUP 10ng/ml	COC 300ng/ml	
		MET 300ng/ml	MOP 300ng/ml	
	TRDROG11PU	THC 50ng/ml	AMP 300ng/ml	25
		BAR 300ng/ml	BUP 10ng/ml	
		COC 300ng/ml	MDMA 500ng/ml	
		MTD 300ng/ml	MET 300ng/ml	
		MOP 300ng/ml	TCA 1000ng/ml	
		BZO 300ng/ml		



TRDROG6PS



Multi-paramètres en cup

Type d'échantillons	Référence	Liste des paramètres et seuil de détection		Unité de commande
Urine	TRDROG6PUCUP	THC 50ng/ml	AMP 300ng/ml	25
		BUP 10ng/ml	COC 300ng/ml	
		MET 300ng/ml	MOP 300ng/ml	
	TRDROG11PUCUP	THC 50ng/ml	AMP 300ng/ml	25
		BAR 300ng/ml	BUP 10ng/ml	
		COC 300ng/ml	MDMA 500ng/ml	
		MTD 300ng/ml	MET 300ng/ml	
		MOP 300ng/ml	TCA 1000ng/ml	
		BZO 300ng/ml		



LOT 20 TEST DE DÉTECTION RAPIDE DES INFECTIONS AU STREPTOCOQUE B

Référence	Désignation	Unité de commande
TRSTREPTOB	Test rapide pour la détection qualitative de l'antigène B du streptocoque dans les échantillons de prélèvements vaginaux ou rectaux de femmes enceintes	20



LOT 22 TEST DE DÉPISTAGE RAPIDE POUR LE PALUDISME

Référence	Désignation	Unité de commande
TRPALU	Test rapide pour la détection qualitative de quatre types de plasmodium falciparum circulants (P. falciparum (P.f.), P. vivax (P.v.), P. ovale (P.o.) et P. malariae (P.m.)) dans le sang total.	20



LOT 28 TEST RAPIDE ANTIGÉNIQUE COVID

Référence	Désignation	Unité de commande
TRAGCOVID	Test rapide antigénique SARS-CoV-2 - COVID-19	20

